

LED(発光ダイオード)による光のサプリメント！

美顔器 **リバイス ライト** Revive Light!



リバイブライトは、老化した皮膚の改善を図るためにLED光源を利用して細胞の活性化を生じさせます。リバイブライトは、細胞と光との相互作用を検討した結果をもとに製品化しました。

しわ取り、あるいは、しわが少なくなるのは、皮膚の表面化でコラーゲンが出てくる必要が有ります。リバイブライトを照射すると、皮膚下の細胞のうちの機能が低下した細胞が、リバイブライトによって再び本来の機能を持ってくるようになります。リバイブライトは、コラーゲン産生が効率よく生じる条件のサポートをします。

リバイブライトの特長

リバイブライトは3つの光の波長を活用しています(PAT.P)

1. 590nm … コラーゲン産生に効果的
2. 630nm … 細胞の活性化
3. 940nm … 光の浸透効果を促進
4. 顔全体だけでなく、気になる首筋への効果も備えています。



リバイブライトの効能

- ・ LED3波長の光線を同時に身体に放射することにより効率的なコラーゲンの産生を促進します。
- ・ 照射光のエネルギー密度を割り出してしわ取り効果を促進します。
- ・ 美肌、美白効果も実感できます。

- 仕様 -

電 源 : DC12V 入力

顔面本体寸法 : H230 × W305 × D180mm / 重量 5kg

ネックユニット寸法 : H82 × W152 × D120mm / 重量 0.65kg

消費電力 : 顔面本体 14W + ネックユニット 5W = 19W

材 質 : SUS430 三種類組合せ 0.8t / 1.2t / 1.5t

タイマー切替 : 9分 / 18分(二段切替)